

Fours tubulaires spécifiques à l'application



Four tubulaire rotatif RSR 250/3500/15S



RS 460/1000/16S pour l'intégration dans une installation de fabrication




RS 100/250/11S en version ouvrante à monter dans un dispositif de contrôle

Grâce à un degré élevé de flexibilité et d'esprit innovant, Nabertherm propose la solution optimale pour applications sur mesure.

Construits selon nos modèles standards, nous développons des solutions individuelles également pour l'intégration dans les installations de process supérieures. Les solutions présentées sur cette page ne représentent qu'un échantillon des possibilités. Nous trouvons toujours la solution appropriée à l'optimisation d'une application, que ce soit du travail sous vide ou sous atmosphère protectrice jusqu'aux températures, tailles, longueurs et propriétés les plus diverses des installations de fours tubulaires en passant par une technologie innovante de régulation.



Pour recevoir de plus amples informations sur notre vaste gamme de fours tubulaires et autres fours de laboratoire, demandez notre catalogue Laboratoire!



RS 250/2500/11S avec 5 zones régulées, pour le recuit de fil sous vide ou sous gaz protecteur, incluant hotte d'extraction et refroidissement forcé